

# GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN DEL CUERPO EXTRAÑO CORNEAL Y/O CONJUNTIVAL

## DESCRIPCIÓN

Consiste en extraer el cuerpo extraño de la córnea y/o conjuntiva.

## PERSONA RESPONSABLE

Médico oftalmólogo

## INDICACIONES

Todo paciente que acude a la consulta oftalmológica de Emergencia con cuerpo extraño corneal y/o conjuntival, siempre que el paciente sea colaborador.

## EQUIPO

- Lámpara de hendidura.
- Proparacaína al 0.5%.
- Aguja descartable N°23 ó jeringa de tuberculina.

## PROCEDIMIENTO

- Se coloca 1 gota de proparacaína en el ojo afectado.
- Se acomoda al paciente en la lámpara de hendidura.
- Se procede a la extracción del cuerpo extraño con la aguja descartable o con la jeringa de tuberculina, para esto el médico mantiene la hendidura palpebral del paciente abierto con la mano izquierda, mientras el paciente mantiene la mirada en un punto fijo; se enfoca con la lámpara de hendidura y con la mano derecha el médico procede a retirar el cuerpo extraño. Cuando este cuerpo extraño es metálico se debe retirar todo el depósito férrico.
- Se coloca ungüento antibiótico y se procede al parche compresivo.
- Se debe hacer control del paciente al día siguiente.

